

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 2

L.p.	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa, kod, producent	Cena jednostkowa netto	Ilość	Jednostka	Wartość netto	Stawka VAT [%]	Wartość brutto
1	<p>Zestaw uniwersalny, jałowy o składzie: - kompresy włóknina 10 cm x 10 cm – 2 szt.;</p> <p>- kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm – 10 szt.;</p> <p>- kubek plastikowy – 1 szt.;</p> <p>- kleszcze plastikowe typu PEAN 14 cm – 1 szt.;</p> <p>- nerka tekturowa – 1 szt.;</p> <p>Zestaw pakowany w torebkę papierowo -foliową zgodnie z normą PN EN 868 3,5; posiadający wielokanałowy zgrzew, wycięcie na palec ułatwiające otwieranie, oraz piktogram o kierunku otwierania zarówno od strony folii jak i papieru; na opakowaniach umieszczone etykiety typu TAG (min 2 etykiety wklejane do dokumentacji pacjenta; etykieta zawiera LOT lub serię , indeks identyfikacyjny , datę ważności, sterylności</p>			1800	zestaw			
2	<p>Zestaw opatrunkowy jałowy o następującym składzie: 5 kompresów włókninowych 5 cm x 5 cm; jedna penseta medyczna; jeden kubek plastikowy. Zestaw pakowany w opakowanie typu blister</p>			144	zestaw			
3	<p>Zestaw do wkłucia centralnego (Standard): -serweta podfoliowana 90x75cm -1szt.;</p> <p>-serweta z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56/m², ochłonności minimalnej 570% o wymiarach 45x75, z otworem o średnicy 8 cm i przyklepna wokół otworu-1szt.;</p> <p>- kleszcze plastikowe PEAN 14cm-1szt.;</p> <p>-kompresy gazowe 17 nitek, 8 warstw, 7,5x7,5-10szt.-tupfery kule 17 nitk. 20x20mm-10szt.;</p> <p>miseczka plastikowa z miarką poj. 125ml-1szt</p> <p>-rękawiczki nitrylowe rozmiar M -2szt.</p> <p>strzykawka 10ml-1 szt.;</p> <p>strzykawka 20 ml--1szt.</p> <p>1,2x40mm-1szt.;</p> <p>1szt.</p> <p>-igła</p> <p>-igła 0,8x40mm-</p> <p>-ostrze nr 11 -1 szt.</p>			200	zestaw			

4	<p>Zestaw do wkłucia przewodowego: serweta z włókniny 45x75cm z otworem 10x15 cm z przylepcem-1szt.; - kompresy 17n. 8w. 7,5x7,5 -10szt.; - zacisk plastikowy 10cm.-1szt. -serweta na stół służąca jako owinięcie; - trójdzielna etykieta typu TAG składająca się z części nieusuwalnej, na której powinna znajdować się: nazwa wyrobu, skład zestawu, indeks wyrobu oraz 2 naklejki, na których powinien znajdować się indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta (zgodne z normą PE EN 980; PN EN 1041), -etykiety samoprzylepne muszą być umieszczone na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego</p>			100	zestaw			
				RAZEM				