

## Pakiet nr 19

Lp.	Opis	PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, kod produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT [%]	Wartość brutto
1	Siatki lekkie do leczenia niewydolności dna miednicy mniejszej: siatka ultra lekka, polipropylenowa monofilamentowa, grubość 0,27 mm, porowatość 59%, gramatura 19,2g/m <sup>2</sup> , rozmiar 29x29 (30x30)		35 szt.				
2	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonana z monofilamentowego polipropylenu, o długości 50 cm; szerokości 1,25 cm i grubości 0,5 mm, porowatości 85% gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> odporności na rozerwanie powyżej 55% i maksymalnym wydłużeniu 57,3%, wydłużeniu przy 10 N 8,6%. Rozmiar porów siatki w mm: 1,36 x 0,42 - 1,485 x 0,76. Taśma tkana z atrumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma bez osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na kończynach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę.		30 szt.				
3	System leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej składający się z siatki wykonanej z polipropylenu, implantu o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami. Górne ramiona zakończone niebieskimi żyłkami. Środkowe ramiona zakończone zielonymi żyłkami. Dolne ramiona zakończone białymi żyłkami. Wysokość: 8,5 cm, szerokość 6 cm; gramatura 19,2g/m <sup>2</sup> grubość 0,27 mm i porowatość 59% Czterech przewodnic z nitinolu o długości 500 mm do przeprowadzenia ramion górnych i środkowych oraz dwóch przewodnic z nitinolu długości 650 mm do przeprowadzenia ramion dolnych.		10 zest.				
				RAZEM			